

:

توضیحات					موارد ارزیابی
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بها، شیرآلات روزانه با دترجنت تمیز می شود.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سنگ و کف توالت روزانه با دترجنت نظافت می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کف زمین تمیز است و روزانه نظافت می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	دستگیره در، کلید و پریزها روزانه با دترجنت پاک می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	انبار هر هفته با دستمال مرطوب گردگیری می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	پرده ها تمیزند و گرد و خاک ندارند.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بردها، قاب عکسها، تلویزیون هفتگی با دستمال مرطوب گردگیری می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کولر و فیلتر آن تمیز است و هفتگی نظافت می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تختها تمیزند و لکه خون و آلودگی ندارند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تی شویی تمیز است و روزانه نظافت می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	روی کمدها تمیز است و روزانه نظافت می شود.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	آب سرد کن تمیز است و روزانه نظافت می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	استیشن پرستاری هر شیفت اسکراب می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	شیشه و دریهای شیشه ای روزانه تمیز می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	قفسه ها و طاقچه ها هفتگی با دستمال مرطوب گردگیری می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ظرف صابون مایع هر بار که خالی می شود، شسته، خشک و مجدد پر می گردد.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تشک و بالش بیمار غیر قابل نفوذ به آب و تمیز و خشک است.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تی های نخی تمیزند و به صورت آویزان نگهداری می شوند.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تی ها با رنگ دسته های متفاوت موجود است.

وسایل و تجهیزات :

توضیحات					موارد ارزیابی
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	لوله های خرطومی یکبار مصرفند ، در غیر این صورت طبق دستورالعمل ضدعفونی می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بین ها هر دو هفته یکبار و در صورت آلودگی واضح همان لحظه شستشو می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سطل های زباله تمیزند و هر شیفت شسته می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ترالی پانسمان و دارو هر شیفت با الکل ۷۰ درصد ضدعفونی می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	گالیپاتها درب دارند و روزانه شستشو و ضدعفونی و هفتگی اتو کلاو می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ریسیور تزریقات روزانه شستشو و ضدعفونی و هفتگی اتو کلاو می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ستهای پانسمان لایه اند و هر - روز مجدد استریل می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کرها روزانه با محلول دترجنت تازه تهیه شده و دستمال یکبار مصرف پاک می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ریسیورها ترجیحاً یکبار مصرفند در غیر این صورت با دترجنت شسته و خشک می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کاسه و ظروف پستیکی مخصوص شستشو بعد از استفاده با دترجنت شسته و خشک می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	برانکارد تمیز است و روزانه با آب و دترجنت شسته و با دکونکس اسکراب می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	سینی دارو و پانسمان پس از استفاده با آب و دترجنت شسته و با الکل ضدعفونی می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	پاراوانها روزانه تمیز و ماهیانه اسکراب می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ویلچر و صندلی هفتگی اسکراب می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	قیچی تمیز است و روزانه با الکل ضدعفونی می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ماشین شیو یکبار مصرف است
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	پایه سرم آخر هر روز کاری با آب گرم و دترجنت و سپس با هیپوکلریت سدیم پاک می شود
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ترمومترها شخصی اند و به طور خشک نگهداری می شوند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ملحفه و البسه تمیز و عاری از لکه خون می باشند
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	لوله تراشه یکبار مصرفند در غیر این صورت اتوکلاو می شوند

وسایل و تجهیزات :

توضیحات					موارد ارزیابی	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	لگن و یورین باتل یکبار مصرفند در غیر این صورت تمیز و دارای تاریخ می باشند	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ولایزر با الکل درصد تمیز می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ولایزر، یکبار مصرف است یا در غیر این صورت در فواصل بیماران شسته و ضد عفونی می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	چادر اکسیژن تمیز و خشک است و داخل پوشش پلاستیکی نگهداری می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	دستگاه سونوگرافی تمیز است و پروپ آن در فواصل بیماران با الکل درصد ضد عفونی میشود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	دستگاه عکس برداری اشعه x با محلول دترجنت و دستمال مرطوب گردگیری می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	دستبندهای دستگاه نوار قلب بعد از استفاده تمیز و با الکل ضد عفونی می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کاتتر ساکشن یکبار مصرف و جهت هر بار ساکشن تعویض می شوند	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	چراغ UV تمیز و عاری از گرد و خاک است و روزانه تمیز می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کاف فشار سنج به صورت دوره ای و در صورت آلودگی واضح شسته می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بیز می شوند و فاقد برا	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	صفحه کلید و ماوس کامپیوتر روزانه تمیز می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	گوشی تلفن روزانه با دترجنت و سپس با الکل ضد عفونی می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	گوشی پزشکی روزانه با الکل ضد عفونی می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تاتوسکوپ ، آیفون تمیز و عاری از گرد و خاک است و روزانه تمیز می شوند.	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تیغه لارنگوسکوپ تمیز است و لامپهای آن سالم و داخل دیش درب دار نگهداری می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	دیش لارنگوسکوپ تمیز است و هفتگی اتوکلاو می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	باتل ساکشن یکبار مصرفند و در غیر این صورت تمیز و خشک نگهداری می شود .	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مانومتر اکسیژن تمیز است و با دستمال آغشته به الکل ضد عفونی می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	محفظه آب فلومتر اکسیژن تمیز و بدون جرم و خشک است	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	آمبویگها تمیزند و داخل پلاستیک در بسته نگهداری می شوند	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	دستگاه موزر بعد از هر بار استفاده تمیز و با الکل درصد ضد عفونی می شود	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ایروی یکبار مصرف است.	